

**MODALITES DE PRELEVEMENTS**  
MP 2 - Version 02

1

**MATÉRIEL NÉCESSAIRE**

- ✎ Ecouillons-coton secs.
- ✎ Gaines de transport contenant un milieu Amies au charbon, favorisant la survie des mycoplasmes.

2

**CONSERVATION DU MATÉRIEL DE PRÉLÈVEMENT**

Écouillons-coton secs : à température ambiante (voir date de péremption).

Gaines de transport : à température ambiante (ne pas congeler ; voir date de péremption).

3

**MODALITÉS DE PRÉLÈVEMENT**

- ✎ Réaliser un écouvillonnage individuel à l'aide d'un écouvillon-coton.  
Dans tous les cas, il est préférable de réaliser l'écouvillonnage de la trachée (la flore bactérienne indésirable, pouvant entraîner des difficultés à l'isolement des mycoplasmes, est moins importante dans la trachée que dans la fente palatine). Cependant, chez les jeunes animaux, le prélèvement doit être réalisé au niveau de la fente palatine.
- ✎ Introduire l'écouvillon dans la gaine de transport.
- ✎ Stocker rapidement les prélèvements au frais ( $5\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$ ).

4

**CONDITIONNEMENT ET ACHÈMINEMENT DES PRÉLÈVEMENTS AU LABORATOIRE**

- ✎ Placer les échantillons dans une boîte isotherme avec un ou plusieurs blocs réfrigérants (en prenant soin d'éviter un contact direct avec les écouvillons).
- ✎ Dépôt au laboratoire ou expédition dans les meilleurs délais.

**À RETENIR**

1. Ne pas congeler les écouvillons après prélèvement.
2. Conserver les échantillons à température fraîche ( $5\text{ °C} \pm 3\text{ °C}$ ) favorisant la survie des mycoplasmes.
3. Bien identifier et bien indiquer la date de prélèvement.